



FICHA TÉCNICA

GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO RECARGA

Es un Gel Conductor y Medio de contacto Eco-Sónico, es un dispositivo de uso médico ideal para que las sondas o los transductores se deslicen fácil y suavemente sobre la piel durante los exámenes o tratamientos.

Proporciona una excelente conducción Eco-Sónica durante procedimientos de embarazo o ultrasonido general.

No irrita la piel.

Usos: Ginecología, obstetricia, fisioterapia, diagnostico abdominal y vascular.

Soluble en Agua. Uso Externo. Producto NO estéril.

CÓDIGOS

250ml



1L

5L

DOYPACK 1L

Cód: 2-10-096

Cód: 2-10-097

Cód: 2-10-098

Cód: 2-35-410

ESPECIFICACIONES

ENVASADO: BOTELLA 250ml

MEDIDAS: 19x5x5cm

UNIDADES POR CAJA: 24 unidades.

ENVASADO: BOTELLA 1L.

MEDIDAS: 23x9x9cm

UNIDADES POR CAJA: 20 unidades.

ENVASADO: BIDÓN 5L

MEDIDAS: 31x25x12cm

UNIDADES POR CAJA: 4 unidades.

ENVASADO: DOYPACK 1L.

MEDIDAS: 26x45x25cm

UNIDADES POR CAJA: 20 unidades.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

